



För dig som besväras av torra, sköra slemhinnor i underlivet

Torra slemhinnor

De flesta kvinnor har någon gång besvärats av torra slemhinnor.

Man kan drabbas tillfälligt eller under längre perioder. Man kan få varierande besvär i olika omfattning.

Symtom

Slemhinnor som är torra och sköra kan orsaka smärta och sveda. En del kvinnor beskriver en brännande känsla, torrhetkänsla eller att det skaver.

Konsekvenser av torra slemhinnor

Torra slemhinnor i underlivet orsakar ofta samlagssmärter. Man kan känna obehag att använda tajta byxor. Det kan göra ont att sitta på en cykelsadel eller att rida.

Vad är orsaken till torra slemhinnor?

- Minskning av östrogen. I samband med klimakteriet sjunker nivåerna av östrogen i blodet. När östrogenet minskar och tillslut hamnar på en låg nivå blir slemhinnorna tunna, sköra och mindre elastiska.

Under amningsperioden minskar östrogenproduktionen tillfälligt.

- Den egna produktionen av vaginaleskret kan variera mellan olika kvinnor.
- Tvätta lagom! Så att inte det viktiga vaginaleskretet tvättas bort mekaniskt.
- Rökning orsakar sämre syresättning i alla vävnader och kan vara en bidragande orsak till torra slemhinnor.

Gynomunal vaginalgel ger en behaglig, mjuk och lagom fuktig känsla utan att kännas kladdig.

Gynomunal vaginalgel är fri från hormoner. Gelen är patenterad och innehåller en särskilt utvecklad kombination av hyaluronsyra, liposomer, E-vitamin och humleextrakt.

Hyaluronsyra

Hyaluronsyra är fuktgivande och fuktbevarande. Hyaluronsyra kan binda vätska 1000 gånger sin vikt som sedan frisätts. En vätskefilm bildas mot vaginalslemhinnan vilket minskar klåda och sveda.

E-Vitamin

E-Vitamin är ett vitamin med antioxidantkomponent.

Liposomer

Liposomer är mikroskopiska fettpartiklar som bidrar till att öka fuktigheten i vävnaden. Vätska lagras i liposomerna och frigörs sedan mycket långsamt så att slemhinnan bevaras fuktig över längre tid.

Humleextrakt

Humleextrakt är en antioxidant.

Gynomunal vaginalgel, för vem?

För alla kvinnor med torra, sköra slemhinnor.

Bra alternativ för de som inte bör eller vill använda östrogen.

Kan användas av gravida och ammande kvinnor. Under graviditeten bör man undvika att använda applikatorn.

Gynomunal kan användas tillsammans med Latex-kondom.



Erol AB, Per Albin Hanssons väg 41, Hus D, 214 32 Malmö | 042-21 07 90 | Webb: gynomunal.se

Dosering

En tub Gynomunal vaginalgel innehåller 50 gel. En dos motsvarar 2,5 gram gel.

En tub ger sammanlagt 20 doser.

I varje förpackning finns en applikator.

- Skruva fast applikatorn på tubens öppning.
- Tryck på tuben så att applikatorns kolv åker ut, så långt det går.
- Skruva loss applikatorn och för in den så långt det går i slidan och tryck ut gelen.
- Ta isär och gör rent applikatorn i ljummet vatten. Titta gärna på filmen som finns på www.gynomunal.se

Applicera gelen innan sänggående.

Första veckan en dos/dag och därefter 2 doser/vecka.

Gynomunal vaginalgel kan också användas vid behov.

Förvaring och hållbarhet

Gynomunal vaginalgel ska förvaras i rumstemperatur (15-30°).

Gelen är hållbar 6 veckor efter att tuben är öppnad.

Var hittar man Gynomunal Vaginalgel?

Du kan enkelt beställa Gynomunal på www.apotea.se + övriga internetapotek som är godkända av Läkemedelsverket.

Gynomunal finns också på vissa apotekskedjor.



erol ab